## 1 环形水槽参数率定

环形水槽的控制系统输入频率 x 与环形水槽的转速 y 之间存在**线性关系**:  $y = a \cdot x + b$ ,利用以下数据借助 MATLAB 的 fitlm<sup>1</sup>函数计算这一线性关系表达式系数: a 和 b,并得到剪力环转速  $\omega_t = 1.5$ rpm,3.0rpm 和 4.5rpm 对应的控制系统输入频率。

软件输入频率 x	剪力环旋转圈数	用时 (min)
20	3	2.763
40	3	1.366833333
60	3	0.906166667
80	5	1.137
100	6	1.089

软件输入频率 x	环形水槽旋转圈数	用时 (min)
-20	3	4.313166667
-40	4	2.929833333
-60	4	1.963166667
-80	5	1.849333333
-100	5	1.485

## 2 PIV 采样频率

考虑环形水槽中轴线的线速度 V 作为流体的最大速度,其中水槽内直径  $D_i=3.0\mathrm{m}$  ,外直径  $D_o=3.6\mathrm{m}$  。当查询窗口为  $32\mathrm{pix}\times32\mathrm{pix}$  时,针对剪力环转速  $\omega_t=1.5\mathrm{rpm}$ , $3.0\mathrm{rpm}$  和  $4.5\mathrm{rpm}$  三种工况,计算流体的最大速度 V;并进一步计算高速相机的最低采样频率<sup>2</sup> (frame per second, fps),假定比例尺 scale =  $7\times10^{-5}\mathrm{m/pix}$  。


## 3 burst mode (long-term continuous shooting) 采样参数

图1展示了参数为: 采样频率 500fps , burst period  $700\mu s$  , burst count 2,曝光时间  $200\mu s$  的相机 burst mode 拍摄触发模式。请问,采用 burst mode 拍摄模式得到的相机照片序列进行 PIV 计算时,用于计算瞬时速度的相邻两张照片时间间隔  $\Delta t$  应该取 burst period  $700\mu s$  还是采样频率 500fps 对应的  $2000\mu s$ ?

- Burst Count Burst Count sets the number of frames in a burst, (a value of zero disables burst mode completely).
- Burst Period Burst Period sets the interval between two frames in a burst, in microseconds.

 $<sup>^{1}</sup> fitlm:\ https://www.mathworks.com/help/stats/fitlm\_zh\_CN.html\#bt0ck7o-4$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>最低采样频率保证最大速度的流体在拍摄的相邻两张照片中位移不超过查询窗口的一半尺寸,即 16pix。



Figuur 1: burst mode 拍摄触发模式